

PROLONGADOR CINTURÓN SILLA DE RUEDAS HEBILLAS



DESCRIPCIÓN

El cinturón de sujeción universal para silla ofrece soluciones a problemas de inestabilidad causados por disminuciones funcionales o funcionales psicológicas. Evita las caídas de la bañera, asegurando una sujeción eficaz para el usuario.

MODELO / REFERENCIA

Cinta pase 50 - 305503 Cinta pase 25 - 305505

MEDIDAS

Adaptable a cualquier tipo de contorno y de silla. Longitud de 1 metro

COLORES

Negro

EFECTOS Y BENEFICIOS

Evita que el paciente se ladee, resbale o sufra lesiones por malas posturas.

INDICACIONES PARA EL USO

Para colocar el artículo correctamente, el paciente debe colocarse cómodamente en la silla y el cinturón debe pasar a través del área abdominal apretando las correas de sujeción para ajustarse al contorno de la cintura del paciente, asegurándose de que no hay holgura y de manera firme.

COMPOSICIÓN

100% polipropileno. Cierre de hebillas.

MANTENIMIENTO

Basta con lavarlo periódicamente a mano o a máquina, a temperatura máxima de 40°C. Secar en posición horizontal y sin fuentes de calor.