

PODOLOGÍA (COMPLEMENTOS)

EFECTOS Y VENTAJAS

- DEDIGEL RECUBIERTO CON TEJIDO: Alivio para cortes y pequeñas heridas en la parte distal del dedo y de la uña. No ocupan espacio en el interior del calzado.
- TUBIGEL RECUBIERTO CON TEJIDO: Protege de callosidades, ampollas y dedos en garra o de martillo. No abultan en el interior del calzado. Tubo de 15 cm recortable.
- RATONCITO EN SILICONA: Férula adaptable anatómicamente bajo los dedos del pie. Alivio para dedos en forma de garra o martillo. Hidratan, suavizan, protegen y amortiguan la zona de contacto.
- PROTECTOR JUANETE CON CINCHA ELÁSTICA: Diseño de poco grosor para evitar los rechazos. La cincha elástica sirve de sujeción en el antepié.
- SEPARADOR MEDIA LUNA EN GEL PURO: Especialmente indicados para dedos montados o mal alineados. Mantiene el alineamiento durante la curación para uso prolongado y postoperatorio.
- SEPARADOR CARRETE EN GEL PURO: Enderezan y alinean el dedo gordo para aliviar molestias de juanete. Separan el primer y segundo dedo evitando fricciones dolorosas.
- JUANETERO CON SEPARADOR CARRETE GEL PURO: Actúa como separador, ofreciendo una protección en helomas y roces interdigitales, y ayudando en la alineación de dedos. 2º Protege la zona del juanete, reduciendo el dolor en la protuberancia ósea.
- BANDA PLANTAR: Adaptable al contorno del pie. Contiene en su interior una almohadilla de Silicona médica extra blanda. Ayuda a reducir las callosidades al tiempo que relaja la zona metatarsal.
- BANDA PROTECTORA JUANETE CON TEJIDO Y GEL: Alivia la presión del calzado sobre el juanete (Hallux Valgus). Absorbe los choques, reduce las callosidades y alivia el dolor en la zona de los metatarsos. Gracias a su diseño protege el primer dedo del pie de heridas y rozaduras.
- ALMOHADILLA METATARSAL CON ANILLO GEL PURO: Ayudan a eliminar las callosidades de la planta del pie. Reduce la presión y el roce que produce dolor al caminar.

PATOLOGÍA


- DEDIGEL RECUBIERTO CON TEJIDO: Traumatismos y uñas encarnadas.
- TUBIGEL RECUBIERTO CON TEJIDO: Callos, traumatismos y uñas encarnadas.
- RATONCITO EN SILICONA: Dedos en Garra o Martillo.
- PROTECTOR JUANETE CON CINCHA ELÁSTICA: Hallux Valgus.
- SEPARADOR MEDIA LUNA EN GEL PURO: Hallux Valgus, Callos, Dedos Montados.
- SEPARADOR CARRETE EN GEL PURO: Hallux Valgus, Dedos Montados, Deformidad del bunio, desviación dedo del pie en el postoperatorio.
- JUANETERO CON SEPARADOR CARRETE GEL PURO:
- BANDA PLANTAR: Metatarsalgia
- BANDA PROTECTORA JUANETE CON TEJIDO Y GEL: Hallux Valgus, Metatarsalgia, Callos.
- ALMOHADILLA METATARSAL CON ANILLO GEL PURO: Metatarsalgia, Callos.

COMPOSICIÓN


- DEDIGEL RECUBIERTO CON TEJIDO: 70% Nylon y 30% Lycra elástica. Interior: 100% Gel polímero.
- TUBIGEL RECUBIERTO CON TEJIDO: 70% Nylon y 30% Lycra elástica. Interior: 100% Gel polímero.
- RATONCITO EN SILICONA: 100% Gel polímero.
- PROTECTOR JUANETE CON CINCHA ELÁSTICA: 83% Nylon-17% Lycra. Interior: 100% Gel polímero.
- SEPARADOR MEDIA LUNA EN GEL PURO: 100% Gel polímero.
- SEPARADOR CARRETE EN GEL PURO: 100% Gel polímero.
- JUANETERO CON SEPARADOR CARRETE GEL PURO: 100% Gel polímero.
- BANDA PLANTAR: 60% Lycra y 40% Silicona
- BANDA PROTECTORA JUANETE CON TEJIDO Y GEL: 83% Nylon-17% Lycra. Interior: 100% Gel polímero.
- ALMOHADILLA METATARSAL CON ANILLO GEL PURO: 100% Gel polímero.

MANTENIMIENTO

- DEDIGEL RECUBIERTO CON TEJIDO: Lavar con agua fría, jabón neutro y dejar secar al aire, espolvorear con talco en el interior, no retorcer. No planchar y no exponer a fuentes de calor directas. Conservar en lugar fresco y seco.
- TUBIGEL RECUBIERTO CON TEJIDO: Lavar con agua fría, jabón neutro y dejar secar al aire, espolvorear con talco en el interior, no retorcer. No planchar y no exponer a fuentes de calor directas.
- RATONCITO EN SILICONA: Lavar el producto con jabón suave y agua. Dejar secar al aire. Una vez seco, antes de su uso, recomendamos espolvorear ligeramente con talco no perfumado.
- PROTECTOR JUANETE CON CINCHA ELÁSTICA: Lavar con agua fría, jabón neutro y dejar secar al aire, espolvorear ligeramente con talco en el interior, no retorcer. No planchar y no exponer a fuentes de calor directas. Conservar en lugar fresco y seco, protegidos de la luz solar.
- SEPARADOR MEDIA LUNA EN GEL PURO: Lavar el producto con jabón suave y agua. Dejar secar al aire. Una vez seco, antes de su uso, recomendamos espolvorear ligeramente con talco no perfumado.
- SEPARADOR CARRETE EN GEL PURO: Lavar el producto con jabón suave y agua. Dejar secar al aire. Una vez seco, antes de su uso, recomendamos espolvorear ligeramente con talco no perfumado.
- JUANETERO CON SEPARADOR CARRETE GEL PURO: Lavar el producto con jabón suave y agua. Dejar secar al aire. Una vez seco, antes de su uso, recomendamos espolvorear ligeramente con talco no perfumado.
- BANDA PLANTAR: No aplicar nunca el producto sobre una herida abierta y vigilar el pie durante su utilización. Lavar el producto con jabón suave y agua. Dejar secar al aire. No acercar a fuentes de calor.
- BANDA PROTECTORA JUANETE CON TEJIDO Y GEL: Lavar el producto con jabón y agua, sin frotar. Dejar secar al aire.
- ALMOHADILLA METATARSAL CON ANILLO GEL PURO: Lavar el producto con jabón suave y agua. Dejar secar al aire. Una vez seco, antes de su uso, recomendamos espolvorear ligeramente con talco no perfumado.



802170 - S
802175 - M
802180 - L
Recortable



805185 - S
805190 - L
Recortable



IZQUIERDO
805100 - S
805105 - M
805110 - L

DERECHO
805115 - S
805120 - M
805125 - L



Talla Única/Universal Size-802220



805145 - S
805150 - M
805155 - L



805130 - S
805135 - M
805140 - L



805165-Talla Única | Universal Size



802200 - S
802205 - L



802210 - S
802215 - L



805160-Talla Única/Universal Size

MODELO	REFERENCIAS UNIDAD POR TALLA			
	Talla S	Talla M	Talla L	Universal
DEDIGEL	805170	805175	805180	
TUBIGEL	805185		805190	
RATONCITO EN SILICONA PIE IZQUIERDO	805100	805105	805110	
RATONCITO EN SILICONA PIE DERECHO	805115	805120	805125	
PROTECTOR DE JUANETE CON CINCHA ELÁSTICA				802220
SEPARADOR MEDIA LUNA EN GEL PURO	805145	805150	805155	
SEPARADOR CARRETE EN GEL PURO	805130	805135	805140	
JUANETERO CON SEPARADOR CARRETE GEL PURO				805165
BANDA PLANTAR EN TEJIDO CON SILICONA	802200		802205	
BANDA PROTECTORA DE JUANETE CON TEJIDO Y GEL	802210		802215	
ALMOHADILLA METATARSAL CON ANILLO DE GEL PURO				805160