

## PROTECTOR RESPALDO SANITIZED



### Descripción

Protector Sanitized de respaldo para silla o silla de ruedas.

### Efectos y ventajas

Antiescara, antialérgico y confort.

### Composición

Suapel: 60% poliéster, 40% acrílico.

### Dimensiones

42x40x2,5cm

### Mantenimiento

Cepillar o sacudir la cara de fibra. Lavar a mano con agua fría y productos no abrasivos. Si se lava a máquina, utilizar un programa para prendas delicadas.

Secar en horizontal.

No limpiar en seco.

No planchar.


No usar lejía.

### Garantía


El periodo de garantía de todos los cojines excepto los de Flotación Líquida y Silicona es de dos años a contar desde la fecha de compra del cojín. Los cojines de Flotación Líquida y Silicona tienen una garantía de 3 meses. Esta garantía no cubre el desgaste normal del producto y no sustituye a las garantías legales. Rogamos contactar con el departamento de calidad de la empresa en caso de incidencia para resolverla.

# Antiescaras

## Protector respaldo sanitized Modelos



## Colores



MODELO	DIMENSIONES (CM)	COLOR	REF.
Protector respaldo sanitized	42x40x2,5	Marino	106100
		Gris	106102

