## SÁBANAS DE SUJECIÓN





## Descripción

Sábana de sujeción.

#### Efectos y ventajas

Evita la manipulación del pañal por parte del usuario. Recomendado para enfermos de alzhéimer u otras enfermedades degenerativas que devienen en manipulaciones indeseadas de pañales, heridas, etc. Recomendado para uso nocturno. Dificulta la movilidad del paciente y evita que se escape, quedando inmovilizado en la cama. Se utiliza como sustituto a los inmovilizadores tradicionales, tales como cinturones de sujeción.

#### Composición

- Sanitized:

Piqué: 50% algodón y 50% poliéster.

Canalé: tejido elástico.

Invierno:

Felpa: 50% algodón y 50% poliéster.

### **Dimensiones**

90, 105, 120, 135 y 150cm.

#### Mantenimiento

Lavar a mano o a máquina a temperatura máxima de 60°C.

Se puede lavar en seco.

Se puede planchar.

Tolera secadora.

No usar lejía.

#### Garantía

El periodo de garantía es de dos años a contar desde la fecha de compra. Esta garantía no cubre el desgaste normal del producto y no sustituye a las garantías legales. Rogamos contactar con el departamento de calidad de la empresa en caso de incidencia para resolverla.

# Incontinencia

## Sábanas de sujeción Modelos

## **Colores**



MODELO	VERSIÓN	MATERIAL	DIMENSIONES (CM)	REF.
Sábana de sujeción	Sin mangas	Sanitized	90	203100
			105	203102
			135	203104
			150	203106
		Invierno	90	203350
			105	203352
			135	203354
			150	203356
	Manga larga	Sanitized	90	203200
			105	203202
			135	203204
			150	203206
		Invierno	90	203320
			105	203322
			135	203324
			150	203326
	Manga corta	Sanitized	90	203250
			105	203252
			135	203254
			150	203256
		Invierno	90	203300
			105	203302
			135	203304



















