


CINTURÓN PERINEAL CON DOBLE CINTA



Descripción

Cinturón perineal con doble cinta.

Efectos y ventajas

El cinturón perineal con doble cinta para silla o sillón ofrece soluciones a problemas de inestabilidad causados por disminuciones funcionales físicas o psicológicas. Evita que el paciente se incline, se deslice o sufra mala postura. Ofrece una sujeción firme y cómoda en el área perineal con cierre de seguridad en la parte posterior para evitar que el paciente lo abra por sí mismo.

Indicaciones para el uso

Para colocar correctamente este artículo, el paciente debe colocarse cómodamente en la silla/sillón y el cinturón debe pasar a través del área perineal apretando las correas de sujeción para ajustarse al contorno de la cintura del paciente, asegurándose de que no hay holgura y de manera firme.

Composición

Tejido acolchado (antelina, velur, foam). Cierre de hebillas y cintas de polipropileno.

Dimensiones

A consultar

Mantenimiento

Lavar a mano o a máquina a temperatura máxima de 40°C.

Secar en posición horizontal y sin fuentes de calor.



Garantía

El periodo de garantía es de dos años a contar desde la fecha de compra. Esta garantía no cubre el desgaste normal del producto y no sustituye a las garantías legales. Rogamos contactar con el departamento de calidad de la empresa en caso de incidencia para resolverla.

Sujeciones

Cinturón con doble cinta

Modelos



Colores



Marino

MODELOS	DIMENSIONES (CM)	COLOR	REF.
Cinturón perineal con doble cinta	A consultar	Azul	305510

