

## CHALECO PERINEAL



### Descripción

Chaleco perineal.

### Efectos y ventajas

Ofrece soluciones a problemas de inestabilidad derivados de disminuciones funcionales por causas físicas o psíquicas. Evita que el paciente se ledee, resbale o pueda sufrir lesiones por malas posturas.

### Composición

- Tejido acolchado: 20% antelina (100% poliéster), 20% velur (100% poliamida) y 60% foam.
- Tejido transpirable: 100% poliéster.
- Cinta de polipropileno 100%.

### Dimensiones

S, M y L.

### Mantenimiento

No necesitan un cuidado especial. Basta con lavarlos periódicamente a mano o a máquina, a una temperatura máxima de 40°C. Secar en posición horizontal sin exponer a fuentes de calor directa como estufas o

calefactores.

No tolera secadora.


No planchar.

### Garantía

El periodo de garantía es de dos años a contar desde la fecha de compra. Esta garantía no cubre el desgaste normal del producto y no sustituye a las garantías legales. Rogamos contactar con el departamento de calidad de la empresa en caso de incidencia para resolverla.

# Sujeciones

## Chaleco perineal Modelos



MODELO	TEJIDO/COLOR	CIERRE	TALLA	REF.	
Silla	Acolchado / Azul Marino	Hebillas	S	305011	
			M	305013	
			L	305015	
		Ironclip	S	305017	
			M	305018	
			L	305019	
	Transpirable / Negro	Hebillas	S	305565	
			M	305564	
			L	305563	
		Imán	S	305640	
			M	305641	
			L	305642	
Sillón	Acolchado / Azul Marino	Hebillas	S	305615	
			M	305614	
			L	305613	
	Transpirable / Negro		S	305672	
			M	305671	
			L	305670	
			Imán	S	305644
				M	305645
				L	305646

### Colores



Acolchado  
Marino

Transpirable  
Negro

