

## CINTURÓN MOVILIZADOR ESTÁNDAR



### Descripción

Cinturón movilizador estándar.

### Efectos y ventajas

Gracias a su diseño reforzado con asas extra ayuda a incorporar y/o trasladar al paciente, facilitando el trabajo a los cuidadores evitando que hagan sobreesfuerzos.

Gracias al material con el que está fabricado, aporta alta durabilidad y confort.

### Composición

Revestimiento de PVC con refuerzo de tejido acabado en poliuretano.

### Dimensiones

- M: de 65 a 115cm de contorno.
- L: de 95 a 155cm de contorno.
- XL: de 110 a 170cm de contorno.

### Mantenimiento

Lavar con jabón neutro y con una esponja humedecida. Eliminar el exceso de jabón con un paño húmedo.

Secar al aire.

No usar productos químicos.

No usar lejía.

No lavar en lavadora.

No usar secadora.

No planchar.


No limpiar en seco.

### Garantía

El periodo de garantía es de dos años a contar desde la fecha de compra. Esta garantía no cubre el desgaste normal del producto y no sustituye a las garantías legales. Rogamos contactar con el departamento de calidad de la empresa en caso de incidencia para resolverla.

## Cinturón movilizador estándar

### Modelos



### Colores



Negro

MODELO	COLOR	TALLA	REF.
Cinturón movilizador estándar	Negro	M	306585
		L	306587
		XL	306589

