

## ESLINGA MOVILIZADORA ESTÁNDAR



### Descripción

Eslinga movilizadora estándar.

### Efectos y ventajas

Gracias a su diseño es posible controlar el tronco del paciente durante las tareas de movilización y transferencia. Aporta mayor seguridad en los movimientos al paciente y facilita el trabajo a los cuidadores evitando que hagan sobreesfuerzos.

Gracias al material con el que está fabricado, aporta alta durabilidad y confort.

### Composición

Revestimiento de PVC con refuerzo de tejido acabado en poliuretano.

### Dimensiones

88cm de largo.

### Mantenimiento

Lavar con jabón neutro y con una esponja humedecida. Eliminar el exceso de jabón con un paño húmedo.

Secar al aire.

No usar productos químicos.

No usar lejía.

No lavar en lavadora.

No usar secadora.


No planchar.

No limpiar en seco.

### Garantía

El periodo de garantía es de dos años a contar desde la fecha de compra. Esta garantía no cubre el desgaste normal del producto y no sustituye a las garantías legales. Rogamos contactar con el departamento de calidad de la empresa en caso de incidencia para resolverla.

## Eslinga movilizadora estándar Modelos



## Colores



Negro

MODELO	COLOR	DIMENSIONES (CM)	REF.
Eslinga movilizadora estándar	Negro	88cm	306590

