

MANTA DE TRASLADO



Descripción

Manta movilizadora y de traslado.

Efectos y ventajas

Especialmente pensada para pacientes con dificultades psicomotrices. Ayuda a incorporar y/o trasladar al paciente.

Composición

Poliuretano, cintas de polipropileno y asas de neopreno.

Dimensiones

A consultar.

Mantenimiento

Basta con lavar periódicamente a mano o a máquina a temperatura máxima de 40°C.

Secar en posición vertical sin fuente de calor directa.


No usar lejía.

Garantía

El periodo de garantía es de dos años a contar desde la fecha de compra. Esta garantía no cubre el desgaste normal del producto y no sustituye a las garantías legales. Rogamos contactar con el departamento de calidad de la empresa en caso de incidencia para resolverla.



Manta de traslado Modelos



MODELO	COLOR	DIMENSIONES (CM)	REF.
Manta de traslado	Grafito	A consultar	306600

