

## ARNÉS DE GRÚA



### Descripción

Arnés de grúa.

### Efectos y ventajas

Ayuda a incorporar y/o trasladar al paciente.

### Composición

100% poliéster.

Cinta y asas de polipropileno.

### Dimensiones


Universal.

### Mantenimiento

Basta con lavarlo periódicamente a mano o a máquina a una temperatura máxima de 40°C. Secar en posición horizontal sin exponer a fuentes de calor.


### Garantía

El periodo de garantía es de dos años a contar desde la fecha de compra. Esta garantía no cubre el desgaste normal del producto y no sustituye a las garantías legales. Rogamos contactar con el departamento de calidad de la empresa en caso de incidencia para resolverla.



# Sujeciones

## Arnés de grúa Modelos



## Colores



Rojo

MODELO	COLOR	DIMENSIONES (CM)	REF.
Arnés grúa	Rojo	Universal	306700 / 306800

