

BANDA DE SUJECIÓN PARA TOBILLO



Descripción

Banda de sujeción para tobillo para silla o sillón.

Efectos y ventajas

Ofrece soluciones a problemas de inestabilidad causados por disminuciones funcionales físicas o psicológicas. Fijan de forma relajada uno o ambos pies evitando que el paciente los mueva. Ofrece una sujeción firme y cómoda en el área de los tobillos con cierre de seguridad en la parte posterior para evitar que el paciente lo abra por sí mismo.

Indicaciones para el uso

Para colocar el artículo correctamente, el paciente debe colocarse cómodamente en la silla o sillón y la banda de sujeción debe pasar por detrás de los gemelos, apretando las correas de sujeción para ajustarse al contorno de los tobillos del paciente, asegurando que no haya holgura y que quede de manera firme.

Composición

- Acolchado: 20% anteline (100% poliéster), 20% velur (100% poliamida) y 60% de espuma.
Correas: 100% polipropileno.

Dimensiones

Universal.

Mantenimiento

Basta con lavarlo periódicamente a mano o a máquina a una temperatura máxima de 40°C.

Secar en posición horizontal sin exponer a fuentes de calor directa.


Garantía

El periodo de garantía es de dos años a contar desde la fecha de compra. Esta garantía no cubre el desgaste normal del producto y no sustituye a las garantías legales. Rogamos contactar con el departamento de calidad de la empresa en caso de incidencia para resolverla.

Sujeciones

Banda de sujeción para tobillo

Modelos



Colores



Marino

MODELO	TEJIDO	CIERRE	REF.
Banda de sujeción para tobillo	Acolchado	Hebillas	307200

