

BANDA REPOSAPIERNAS



Descripción

Banda reposapiernas para silla o sillón.

Efectos y ventajas

Ofrece descanso en la zona de los gemelos proporcionando un apoyo firme y cómodo en esa zona y con cierre de seguridad en la parte posterior.

Indicaciones para el uso

Para colocar el artículo correctamente, el paciente debe colocarse cómodamente en la silla o sillón y la banda reposapiernas debe pasar por detrás de los gemelos, ajustándola a la altura más cómoda para el paciente.

Composición

- Acolchado: 20% anteline (100% poliéster), 20% velur (100% poliamida) y 60% de espuma.
Correas: 100% polipropileno.

Dimensiones

Universal.

Mantenimiento


Basta con lavarlo periódicamente a mano o a máquina a una temperatura máxima de 40°C. Secar en posición horizontal sin exponer a fuentes de calor directa.

Garantía

El periodo de garantía es de dos años a contar desde la fecha de compra. Esta garantía no cubre el desgaste normal del producto y no sustituye a las garantías legales. Rogamos contactar con el departamento de calidad de la empresa en caso de incidencia para resolverla.

Sujeciones

Banda reposapiernas Modelos



Colores



Marino

MODELO	TEJIDO	CIERRE	REF.
Banda reposapiernas	Acolchado	Hebillas	307201

