

SOUTIEN TRINUCLÉAIRE



Description

Dossier et assise composés de noyaux de fibres indépendants et antidérapants.

Effets et avantages

Prévient le développement d'escarres chez les personnes qui doivent passer de longues périodes en position assise.

Composition

Fibrefill. Saniluxe polyuréthane: 60% polyester, 40% polyuréthane. Terlenka.

Sangle élastique avec boucle pour s'ajuster au dossier. Des sangles pour s'adapter au siège.

Dimensions

Siège : 60x85x10cm.

Dossier : 60x75x10cm.

Maintenance

Lavage à la main ou en machine avec un détergent neutre à 95°C.

Ne pas essorer.

Évitez les produits abrasifs.

N'utilisez pas d'eau de Javel.

Séchage par culbutage à basse température.

Ne pas repasser.


Sécher à plat.

Garantie

La période de garantie est de deux ans à compter de la date d'achat. Cette garantie ne couvre pas l'usure normale du produit et ne remplace pas les garanties légales. En cas d'incident, veuillez contacter le service qualité de l'entreprise afin de le résoudre.

Antiescaras

Dossier à trois boucles Modèles



Èpaisseur: 10cm.

Couleurs



Graphi-

MODÈLE	DIMENSIONS (CM)	REF.
Respaldo con asiento	160x60x10cm	106253

