


ACCOUDOIR SANILUXE



Description de l'accoudoir

Accoudoirs Saniluxe pour fauteuils roulants.

Effets et avantages

Anti-allergique, anti-allergique et confortable.

Composition

Saniluxe polyuréthane : 60% polyester/40% polyuréthane.

Terlenka : 65% polyester, 35% coton.

Noyau viscoélastique : mousse de polyuréthane.

Fermeture velcro.

Dimensions : 34x34cm

Entretien

Laver à la main ou en machine avec un détergent neutre à 30°C maximum et ne pas essorer.

Peut être nettoyé à sec.

Séchage par culbutage à basse température.

Ne pas repasser.

Ne pas blanchir.

Garantie


La période de garantie pour tous les coussins, à l'exception des coussins à flottaison liquide et des coussins en silicone, est de deux ans à compter de la date d'achat du coussin.



Les coussins Liquid Flotation et Silicone sont garantis 3 mois. Cette garantie ne couvre pas l'usure normale du produit et ne remplace pas les garanties légales. En cas d'incident, veuillez contacter le service qualité de l'entreprise afin de le résoudre.

Anti-escarres

Accoudoir saniluxe Modèlès



Couleurs



Graphite

MODELO	DIMENSIONES (CM)	COLOR	REF.
Reposabrazos saniluxe	34x34	Grafito	106321

