

COUSSINS SANILUXE TRINÚCLEO TERLENKA



Description

Coussin anti-escarres Saniluxe en fibre terlenka. Fibre creuse en silicone divisée en trois noyaux à travers lesquels l'air circule, soulageant la pression et activant la circulation sanguine.

Effets et avantages

Libère la zone de pression et active la circulation sanguine, prévenant ainsi l'apparition et la formation d'escarres ou d'ulcères de pression (UPP). Recommandé pour augmenter le confort de l'utilisateur et prévenir l'apparition de rougeurs et d'escarres dans les cas où l'utilisateur doit rester dans la même position pendant de longues périodes. Il est fabriqué avec une double face, l'une imperméable et l'autre en fibre terlenka.

Composition

Coussin double face, l'une imperméable et l'autre en fibre terlenka.

- Saniluxe polyuréthane (60% polyester et 40% polyuréthane).
 - Terlenka (50% coton et 50% polyester).
- Remplissage de fibres.

Dimensions

44x44x16cm

Maintenance


Lavable à la main ou en machine avec un détergent neutre à 95°C. Ne pas essorer. Évitez les produits abrasifs. Séchage par culbutage à basse température. Ne pas repasser. Ne pas blanchir. Sécher à plat.

Garantie

La période de garantie pour tous les coussins, à l'exception de la flottaison liquide et du silicone, est de deux ans à compter de la date d'achat du coussin. Les coussins de flottaison liquide et de silicone sont garantis pendant 3 mois. Cette garantie ne couvre pas l'usure normale du produit et ne remplace pas les garanties légales. En cas d'incident, veuillez contacter le service qualité de l'entreprise afin de le résoudre.

Anti-escarres

Coussins saniluxe trinúcleo terlenka Modèles



Couleurs



graphite

MODELO	DIMENSIONES (CM)	COLOR	REF.
Cojines saniluxe trinúcleo terlenka	44x44x16	Grafito	114150

