

CHONDRODERMATITE EN OREILLER



Description

L'oreiller pour chondrodermite, communément appelé oreiller d'oreille, est recommandé pour soulager la pression dans la zone, soit en raison du risque d'escarres, soit à la suite d'une chirurgie post-opératoire de l'oreille.

Il peut être recommandé de soulager la pression sur certaines parties de l'oreille externe, comme l'oreille ou le pavillon :

- L'oreille ou le pavillon.
- Le canal auditif.
- Le tympan ou la membrane tympanique.
- La chaîne ossiculaire ou les osselets.
- Le marteau.
- L'incus (enclume).
- Les étriers.
- La trompe d'Eustache ou trompe auditive.

Il n'est pas amovible, mais un couvercle séparé est disponible au cas où il serait nécessaire.

Effets et avantages

Le trou central réduit la pression au niveau de l'oreille.

Composition

Housse en bambou : 30% bambou et 70% polyester.

Rempli de fibres.

Dimensions

50x42x11cm.

Maintenance

Lavable à la main ou en machine avec un détergent neutre à une température maximale de 40°C. Ne pas essorer.

Évitez les produits abrasifs.



Ne pas blanchir.

Séchage par culbutage à température réduite.

Ne pas repasser.


Sécher à plat.

Garantie

La période de garantie pour tous les coussins, à l'exception de la flottaison liquide et du silicone, est de deux ans à compter de la date d'achat du coussin. Les coussins de flottaison liquide et de silicone sont garantis pendant 3 mois. Cette garantie ne couvre pas l'usure normale du produit et ne remplace pas les garanties légales. En cas d'incident, veuillez contacter le service qualité de l'entreprise afin de le résoudre.

Anti-escarres

Chondrodermatite en oreiller Modèles



Couleurs



Bamboo

DIMENSIONES (CM)	COLOR	MODELO	REF.
50x42x11	Bamboo	Almohada condrodermatitis	116100
		Funda	116900



bamboo



BIODEGRADABLE



TRANSPIRABLE



ANTIBACTERIAS



ANTIHONGOS



ANTIOLOR