

## CEINTURE DE TRANSFERT DE JAMBES



### Description

Ceinture de transfert des jambes.

### Effets et avantages

Facilite la mobilisation et le transfert des membres inférieurs du patient. Permet une manipulation facile par les soignants.

### Composition

Tissu rembourré (20% daim, 20% velours et 60% mousse).

Sangle en polypropylène.

Fermeture de sécurité en velcro.

### Dimensions

Sur demande.

### Maintenance

Lavage à la main ou en machine avec un programme pour vêtements délicats à une température maximale de 40°C.

N'utilisez pas de produits abrasifs ou blanchissants.

Ne pas repasser.

Ne pas blanchir.


### Garantie

La période de garantie est de deux ans à compter de la date d'achat. Cette garantie ne couvre pas l'usure normale du produit et ne

remplace pas les garanties légales. En cas d'incident, veuillez contacter le service qualité de l'entreprise afin de le résoudre.

## Ceinture de transfert des jambes

### Modèles



### Couleurs



Bleu

MODELO	COLOR	DIMENSIONES (CM)	REF.
Cinturón movilizador de piernas	Marino	A consultar	306604

