

## BANDE DE REPOS POUR LES JAMBES



### Description

Bande de repose-jambes pour chaise ou fauteuil.

### Effets et avantages

Fournit un soutien ferme et confortable pour la zone du mollet et a une fermeture sécurisée à l'arrière.

### Mode d'emploi

Pour positionner correctement l'article, le patient doit s'asseoir confortablement dans la chaise ou le fauteuil et la bande de soutien des jambes doit passer derrière les mollets, en l'ajustant à la hauteur la plus confortable pour le patient.

### Composition

- Rembourrage : 20% anteline (100% polyester), 20% velours (100% polyamide) et 60% mousse.

Sangles : 100% polypropylène.

### Dimensions

Universel.

### Maintenance


Il suffit de le laver périodiquement à la main ou en machine à une température maximale de 40°C.

Sécher en position horizontale sans l'exposer à des sources de chaleur directe.

### Garantie

La période de garantie est de deux ans à compter de la date d'achat. Cette garantie ne couvre pas l'usure normale du produit et ne remplace pas les garanties légales. En cas d'incident, veuillez contacter le service qualité de l'entreprise afin de le résoudre.

## Bande de repos pour les jambes Modèles



## Couleurs



Bleu

MODELO	TEJIDO	CIERRE	REF.
Banda reposapiernas	Acolchado	Hebillas	307201

