

## CEINTURES DE THORAX DE LIT 90



### Description

Ceinture thoracique pour lit à 90°.

### Effets et avantages

Le patient est immobilisé au niveau de l'abdomen, du périnée et des épaules, ce qui l'empêche de se tourner sur le côté et de s'asseoir. Il est conçu pour une répartition optimale, confortable et respirante de la zone du tronc. Grâce à sa conception, une stabilité maximale est garantie, permettant à l'utilisateur de se déplacer. Adaptable à tout type de fauteuil roulant.

### Composition

Ce modèle est fabriqué en toile (75 % de coton et 25 % de polyester), mais il peut aussi être en polypropylène ou rembourré. La principale différence entre les tissus est la température de lavage. Le tissu matelassé résiste jusqu'à 40°C et le polypropylène et la toile résistent jusqu'à 90°C.

En ce qui concerne la fermeture, le modèle de référence a une fermeture à clip en fer.

### Dimensions

- M : 85-109cm. C'est la taille la plus populaire, mais des tailles sont disponibles :
- S : 60-90cm.
- L : 105-150cm.



### Maintenance

Température maximale de lavage 90°C.

Ne pas nettoyer à sec.

Ne pas sécher en machine.

Ne pas blanchir.



Ne pas repasser.

### Garantie

La période de garantie est de deux ans à compter de la date d'achat. Cette garantie ne couvre pas l'usure normale du produit et ne remplace pas les garanties légales. En cas d'incident, veuillez contacter le service qualité de l'entreprise afin de le résoudre.

## Ceintures de thorax de lit 90

### Modèles



### Couleurs



Remboure  
Bleu



Canvas

MODELO	CIERRE	VERSIÓN	MATERIAL	REF.
Cinturón tórax cama 90	Ironclip	Perineal	Acolchado	402512
			Loneta	401414
		Abdominal	Acolchado	402550

