


CALE DE POSITIONNEMENT LUMBAR



Description

Cales positionnelles lombaires HR pour tous les types de fauteuils roulants.

Effets et avantages

Grâce à sa forme, il empêche les mouvements latéraux du tronc. Il offre une plus grande stabilité et un meilleur soutien au tronc. Orthèse de positionnement dorso-lombaire qui favorise le positionnement correct du tronc et empêche l'utilisateur de se pencher sur le côté.

Composition

- Housse extérieure Saniluxe : Tissu composé de deux couches : doublure 100% polyuréthane et tissu intérieur 100% polyester. Épaisseur du tissu 230g/m².
- Noyau : HR 30 kg/m³ densité.
- Système de fermeture : polypropylène avec velcro.

Dimensions

Du coin: 33 cm de haut et 10 cm de chaque côté du triangle

Maintenance

Il suffit de l'essuyer avec un chiffon. Il peut également être lavé à la main ou en machine jusqu'à 90°C.
Peut être séché au sèche-linge.




Ne pas blanchir.

Garantie

La période de garantie est de deux ans à compter de la date d'achat de la le coussin. Les produits achetés à partir du 1er janvier 2022 sont couverts par une garantie de trois ans. Cette garantie ne couvre pas l'usure normale du produit et ne remplace pas la période de garantie. Du produit et ne remplace pas les garanties légales. Veuillez contacter le le service qualité de l'entreprise en cas de en cas d'incident pour le résoudre.

Du repos

Cale positionne Modèles



Colores



Grafito

| MODEL | DIMENSIONS (CM) | REF. |
|-----------------------------|---|--------|
| Cale positionnelle lombaire | de 33 cm de haut et de 10 cm de chaque côté du triangle | 705215 |

