

COJINES DE AIRE



T4 Limited 1 válvula

Description

Los cojines de aire antiescara son cojines de flotación de aire con celdas independientes que reparten la presión cutánea, facilitan la circulación de la sangre y previenen la aparición de escaras o úlceras por presión.

Effects and advantages

Recomendado para aquellas personas con riesgo elevado de sufrir escaras o úlceras por presión (UPP), e incluso recomendado en aquellos casos donde el usuario ya las padece como tratamiento. Su funda exterior lleva tratamiento antiácidos, antibacterias, antihongos, antiolor, antimanchas, transpirable, ignífugo, impermeable, suave y lavable.

Disponible en varias medidas y con una o dos válvulas. La válvula es segura y fácil de usar. Excelente protección: las celdas, robustas pero flexibles, aseguran una óptima distribución de la carga, tal y como puede observarse en los gráficos de las presiones donde se muestran áreas rojas, ayudando así a prevenir las lesiones cutáneas.

Disponemos de los siguientes modelos

1. Cojín **CONFORTUS** y cojín **T4 LIMITED** de flotación de aire de celdas independientes. Composición PVC. El producto contiene una funda con base antideslizante, un inflador, las instrucciones y un kit de reparación.
2. Cojín **NEO DYNAMIC** diseñado con celdas de diferentes tamaños y ángulos que ofrece una



Confortus 1 válvula

forma que se adapta mejor al usuario. Posiciona mejorando la estabilidad y el posicionamiento del usuario. Composición: Neopreno. El producto contiene una funda con base antideslizante, un inflador, las instrucciones y un kit de reparación.

Dispone de cintas 100% de poliéster para sujetar el cojín a la silla de ruedas u otros asientos.

Maintenance

Cepillar o sacudir periódicamente la cara de fibra para mantenerla en condiciones óptimas y ralentizar su deterioro.

Lavar a mano con agua fría y productos no abrasivos. En caso de lavar a máquina, utilizar un programa para prendas delicadas y suprimir el centrifugado.

Se recomienda utilizar una funda o red especial para evitar una deformación excesiva durante el lavado.

Secar en posición horizontal.

No planchar.

No usar lejía.

No limpiar en seco.

Warranty

El periodo de garantía de todos los cojines excepto los de Flotación Líquida y Silicona es de dos años a contar desde la fecha de compra del cojín. Los cojines de Flotación Líquida y Silicona tienen una garantía de 3 meses. Esta garantía no cubre el desgaste normal del producto y no sustituye a las garantías legales. Rogamos contactar con el departamento de calidad de la empresa en caso de incidencia para resolverla.

Anti-decubitus

Cojines de aire Models



Confortus 2 válvulas



Neo Dynamic 1 válvula

Colours



Graphite

MODEL	DIMENSIONS (CM)	REF.
T4 Limited 1 válvula	40x40x5	103600
Confortus 1 válvula	40x40x7,5	103610
	40x40x10	103620
	40x45x7,5	103634
	50x45x5	103642
	45x45x10	103656
Neo Dynamic 1 válvula	38x38x7	103660
	42x40x7,5	103662
	46x42x8	103664

MODEL	DIMENSIONS (CM)	REF.
T4 Limited 2 válvulas	40x40x5	103632
Confortus 2 válvulas	40x40x5	103602
	40x45x7,5	103636
	40x45x10	103640
	45x45x5	103647
	45x45x7,5	103652

