

## REPOSABRAZOS SANITIZED



### Descripción

Reposabrazos de suapel para silla de ruedas.

### Efectos y ventajas

Antiescara, antialérgico y confort.

### Composición

Suapel: 60% poliéster, 40% acrílico.

Terlenka: 65% poliéster, 35% algodón.

Núcleo de viscoelástica: espuma de poliuretano.

Cierre de velcro.

### Dimensiones

34x34cm

### Mantenimiento

Lavar a mano o a máquina con productos no abrasivos a 30°C máximo y suprimiendo el centrifugado.

Se puede limpiar en seco.

Tolera secadora a temperatura reducida.

No planchar.

No usar lejía.

**IMPORTANTE  
NO MOJAR LA VISCOELÁSTICA**


### Garantía

El periodo de garantía de todos los cojines excepto los de Flotación Líquida y Silicona es de dos años a contar desde la fecha de compra del cojín. Los cojines de Flotación Líquida y Silicona tienen una garantía de 3 meses. Esta garantía no cubre el desgaste normal del producto y no sustituye a las garantías legales.


Rogamos contactar con el departamento de calidad de la empresa en caso de incidencia para resolverla.

# Antiescaras

## Reposabrazos sanitized Modelos



## Colores



MODELO	DIMENSIONES (CM)	COLOR	REF.
Reposabrazos sanitized	34x34	Marino	106300
		Gris	106302

