

ALMOHADA CPAP NASAL



Descripción

Almohada CPAP nasal.

Efectos y ventajas

Especialmente diseñada para usuarios de mascarilla CPAP.

La almohada dispone de los laterales libres para que al girar la cabeza, el usuario no encuentre obstáculos para la mascarilla. Desenfundable.

Composición

Bamboo: 20% bambú y 80% poliéster.
Relleno de fibra siliconada.

Dimensiones

53x33.57x11cm

Mantenimiento

Funda lavable a mano o a máquina con detergente neutro a 40°C y suprimiendo el centrifugado.

No se aconseja lavar el núcleo de relleno.

Evitar los productos abrasivos.

Tolera secadora a temperatura reducida.

No planchar.

No usar lejía.

Secar en posición horizontal.




Garantía

El periodo de garantía de todos los cojines excepto los de Flotación Líquida y Silicona es de dos años a contar desde la fecha de compra del cojín. Los cojines de Flotación Líquida y Silicona tienen una garantía de 3 meses. Esta garantía no cubre el desgaste normal del producto y no sustituye a las garantías legales. Rogamos contactar con el departamento de calidad de la empresa en caso de incidencia para resolverla.

Antiescaras

Almohada CPAP nasal Modelos



Colores



Bamboo

DIMENSIONES (CM)	COLOR	MODELO	REF.
53x33.57x11	Bamboo	Almohada CPAP	116125
		Funda	606105



bamboo



BIODEGRADABLE



TRANSPIRABLE



ANTIBACTERIAS



ANTIHONGOS



ANTIOLOR

CE

catálogo ubiotex
www.ubiotex.com