

CINTURÓN MOVILIZADOR ACOLCHADO



Descripción

Cinturón movilizador acolchado.

Efectos y ventajas

Gracias a su diseño reforzado con asas extra ayuda a incorporar y/o trasladar al paciente, facilitando el trabajo a los cuidadores evitando que hagan sobreesfuerzos.

Composición

Tejido acolchado (20% antelina, 20% velur y 60% foam).

Cinta de polipropileno.

Dimensiones

XS, S.

Disponible hasta fin de existencias.

Mantenimiento

Basta con lavarlo periódicamente a mano o a máquina a temperatura máxima de 40°C.

Secar en posición horizontal y sin exponer a fuentes de calor.


Garantía

El periodo de garantía es de dos años a contar desde la fecha de compra. Esta garantía no cubre el desgaste normal del producto y no sustituye a las garantías legales. Rogamos

contactar con el departamento de calidad de la empresa en caso de incidencia para resolverla.

Cinturón movilizador acolchado

Modelos



Colores



Marino

MODELO	COLOR	TALLA	REF.
Cinturón movilizador acolchado	Marino	XS	306579
		S	306580

