

DELANTAL PARA REHABILITACIÓN



Descripción

Delantal para rehabilitación. Disponible en dos modelos:

- **Delantal de rehabilitación** con las siguientes actividades.

- Cinta con hebilla.
- Lazo para abrochar a modo de cordones.
- Cremallera para abrir y cerrar.
- Bolsillo agradable al tacto con cierre de botón.
- Bolsillo de botones que si lo abres aparece una imagen. Se puede poner la imagen que se desee: familiar, mascota, números...
- Cinta con botones de cierre clip para abrir y cerrar.

- **Delantal de rehabilitación hojas** con las siguientes actividades:

- Cinta con hebilla para abrir y cerrar.
- Lazo para abrochar a modo de trenza.
- Cremallera para abrir y cerrar.
- Bolsillo agradable al tacto con cinta de plásticos circulares para contar, etc. Y lazo con cuadrado agradable al tacto.
- Bolsillo de botones que si lo abres aparece una imagen. Se puede poner la imagen que se desee: familiar, mascota, números...
- Cinta con goma elástica.

Efectos y ventajas

Especialmente diseñado para pacientes con alzhéimer y otras demencias. La función de estos delantales es estimular la parte sensorial de los pacientes. Se puede utilizar sobre una mesa o incluso en pacientes que estén en silla de ruedas, ya que dispone de unas cintas para abrochar a modo de delantal y que éste no se caiga.

Composición

Diferentes materiales y texturas para estimular al paciente.



Dimensiones

A consultar.

Mantenimiento

Lavar a mano o a máquina con detergente neutro a temperatura máxima de 30°C y suprimiendo el centrifugado.

Se puede planchar.

No usar lejía o productos abrasivos.


Garantía

El periodo de garantía es de dos años a contar desde la fecha de compra. Esta garantía no cubre el desgaste normal del producto y no sustituye a las garantías legales. Rogamos contactar con el departamento de calidad de la empresa en caso de incidencia para resolverla.


Terapia de mano

Delantal para rehabilitación

Modelos



Delantal rehabilitación



Delantal rehabilitación hojas

Colores

Multicolor

DIMENSIONES (CM)	MODELO	REF.
A consultar.	Delantal de rehabilitación	804030
	Delantal de rehabilitación hojas	804032

