

OREILLERS CPAP NASAL



Description

Oreiller nasal pour CPAP.

Effets et avantages

Spécialement conçu pour les utilisateurs de masque CPAP.

L'oreiller a des côtés libres, de sorte qu'en tournant la tête, l'utilisateur ne trouve pas d'obstacles pour le masque.

Couverture amovible.

Composition

Bambou : 20% de bambou et 80% de polyester.

Remplissage en fibre de silicone.

Dimensions

53x33.57x11cm

Maintenance

Lavable à la main ou en machine avec une lessive neutre à 40°C. Ne pas essorer.

Il n'est pas conseillé de laver le noyau de remplissage.

Évitez les produits abrasifs.

Séchage par culbutage à basse température.

Ne pas repasser.

N'utilisez pas d'eau de Javel.

Sécher à plat.




Garantie

La période de garantie pour tous les coussins, à l'exception des coussins de flottaison liquide et de silicone, est de deux ans à compter de la date d'achat du coussin. Les coussins de flottaison liquide et de silicone sont garantis pendant 3 mois. Cette garantie ne couvre pas l'usure normale du produit et ne remplace pas les garanties légales. En cas d'incident, veuillez contacter le service qualité de l'entreprise afin de le résoudre.

Anti-escarres

Oreiller nasal CPAP Modèles



Couleurs



Bambou

DIMENSIONS(CM)	COLOR	MODÉLES	REF.
53x33.57x11	Bambou	Oreiller CPAP	116125
		Couverture	606105



bamboo



BIODEGRADABLE



TRANSPIRABLE



ANTIBACTERIAS



ANTIHONGOS



ANTIOLOR