

OREILLER POST-OPÉRATOIRE



Description de l'oreiller

Coussin oculaire post-opératoire.
La housse n'est pas amovible, mais elle est disponible en cas de besoin.

Effets et avantages

Cet oreiller est particulièrement adapté aux cas où l'utilisateur a besoin de soulager la pression dans la région de l'œil lorsqu'il est allongé sur le ventre, par exemple après une opération de la rétine.
Sa forme permet de soulager la pression dans la région de l'œil.

Composition

Bambou : 30% de bambou et 70% de polyester.
Rempli de fibres.

Dimensions

50x42x7cm

Entretien

Lavable à la main ou en machine avec un détergent neutre à 40°C. Ne pas essorer.

Éviter les produits abrasifs.

Tolère le sèche-linge à température réduite.

Ne pas repasser.

Ne pas javelliser.


Sécher à plat.

Garantie

La période de garantie pour tous les coussins, à l'exception des coussins Liquid Flotation et Silicone, est de deux ans à compter de la date d'achat du coussin. Les coussins Liquid Flotation et Silicone sont garantis 3 mois.
Cette garantie ne couvre pas l'usure normale du produit et ne remplace pas les garanties légales. En cas d'incident, veuillez contacter le service qualité de l'entreprise afin de le résoudre.

Anti-escarres

Oreiller post-opératoire Modèles



Couleurs



Bamboo

DIMENSIONES (CM)	COLOR	MODELO	REF.
50x42x7	Bamboo	Almohada ocular	116150
		Funda	116902



bamboo



BIODEGRADABLE



TRANSPIRABLE



ANTIBACTERIAS



ANTIHONGOS



ANTIOLOR