

## CALE DE MOBILISATION



### Description

Cale de mobilisation qui facilite la mobilisation du patient.

### Effets et avantages

Cale de mobilisation qui facilite la mobilisation du patient pour les changements posturaux, les changements de couches, etc.  
Permet au patient de se tourner jusqu'à 90°.  
Couverture amovible.

### Composition

Couverture en polyuréthane.  
Cale en mousse.  
Fermeture à glissière.

### Dimensions

Voir l'image.


### Maintenance

Il suffit de l'essuyer avec un chiffon ou un gant de toilette humide. Il peut également être lavé à la main ou en machine à une température maximale de 90°C. Peut être séché au sèche-linge. Ne pas blanchir.

### Garantie

La période de garantie est de deux ans à compter de la date d'achat. Cette garantie ne couvre pas l'usure normale du produit et ne remplace pas les garanties légales. En cas d'incident, veuillez contacter le service qualité de l'entreprise afin de le résoudre.

## Cale de mobilisation Modèles



## Couleurs



Céleste

MODÈLE	COULEUR	DIMENSIONS (CM)	REF.
Cale de mobilisation	Céleste	Voir l'image	305507

