

## GILET ABDOMINAL AVEC FERMETURE À GLISSIÈRE ET BOUCLE



### Description

Gilet abdominal avec fermeture à glissière et boucle.

### Effets et avantages

Offre des solutions aux problèmes d'instabilité résultant d'une déficience fonctionnelle due à des causes physiques ou psychologiques. Évite au patient de basculer, de glisser ou de se blesser en raison d'une mauvaise posture. L'avantage d'avoir une fermeture éclair centrale à l'avant par rapport à d'autres modèles de gilets est la rapidité avec laquelle l'utilisateur peut être manipulé, car la fermeture éclair peut être ouverte pour déplacer l'utilisateur.

### Composition

- Tissu matelassé : 20 % daim (100 % polyester), 20 % velours (100 % polyamide) et 60 % mousse.
- Sangle 100% polypropylène.
- Fermeture par boucle.

### Dimensions

S, M et L.

### Entretien

Aucun entretien particulier n'est nécessaire. Il suffit de les laver régulièrement à la main ou en machine à une température maximale de 40°C.


Sécher à l'horizontale sans source de chaleur directe telle que radiateurs ou cuisinières.  
Ne pas sécher au sèche-linge.  
Ne pas repasser.

### Garantie

La période de garantie est de deux ans à compter de la date d'achat. Cette garantie ne couvre pas l'usure normale du produit et ne remplace pas les garanties légales. En cas d'incident, veuillez contacter le service qualité de l'entreprise afin de le résoudre.

## Gilet abdominal avec fermeture à glissière et boucle

### Modèles



### Couleurs



Marine

| CIERRE   | TEJIDO/COLOR            | MODELO | TALLA | REF.   |
|----------|-------------------------|--------|-------|--------|
| Hebillas | Acolchado / Azul Marino | Silla  | S     | 305702 |
|          |                         |        | M     | 305701 |
|          |                         |        | L     | 305700 |
|          |                         | Sillón | S     | 305712 |
|          |                         |        | M     | 305711 |
|          |                         |        | L     | 305710 |

