

COUVERTURE DE TRANSFERT



Description

Couverture de mobilisation et de transfert.

Effets et avantages

Spécialement conçu pour les patients ayant des difficultés psychomotrices. Aide à l'incorporation et/ou au transfert du patient.

Composition

Pieds en polyuréthane, polypropylène et néoprène.

Dimensions

Sur demande.

Maintenance

Il suffit de le laver régulièrement à la main ou en machine à 40°C maximum.

Sécher en position verticale, sans source de chaleur directe.


Ne pas blanchir.

Garantie

La période de garantie est de deux ans à compter de la date d'achat. Cette garantie ne couvre pas l'usure normale du produit et ne remplace pas les garanties légales. En cas d'incident, veuillez contacter le service qualité de l'entreprise afin de le résoudre.



Couverture de transfert Modèles



MODELO	COLOR	DIMENSIONES (CM)	REF.
Manta de traslado	Grafito	A consultar	306600

