

CEINTURES ABDOMINALES POUR LE LIT 105



Description

Ceinture abdominale pour lit de 105 avec fermeture par boucle, aimant ou clip en fer.

Effets et avantages

Immobilisation totale de la taille. Prévient les chutes avec une immobilisation partielle du corps centrée sur la zone abdominale. La latéralisation de l'utilisateur est permise et, dans le cas où vous souhaitez immobiliser l'utilisateur face vers le haut, il existe deux sangles en polypropylène pour procéder à la fixation.

Composition

- Tissu rembourré : 20% daim (100% polyester), 20% velours (100% polyamide) et 60% mousse.
- Toile : 75% coton, 25% polyester.
- Polypropylène : 100% polypropylène.

Dimensions

S, M et L.

Entretien

Ils ne nécessitent pas de soins particuliers. Il suffit de les laver périodiquement à la main ou en machine, à une température maximale de 40°C.

Séchez-les en position horizontale sans les exposer à des sources de chaleur directe telles que poêles ou radiateurs.

Ne pas mettre au sèche-linge.


Ne pas repasser.



Garantie

La période de garantie est de deux ans à compter de la date d'achat. Cette garantie ne couvre pas l'usure normale du produit et ne remplace pas les garanties légales. Veuillez contacter le service qualité de l'entreprise en cas d'incident pour le résoudre.

Ceintures abdominales pour le lit 105 Modèles



| MODELO | MATERIAL | CIERRE | TALLA | REF. |
|-----------------------------------|---------------|----------|--------|--------|
| Cinturones abdominales / cama 105 | Polipropileno | Hebillas | M | 401111 |
| | | Ironclip | M | 401130 |
| | | | L | 401132 |
| | | Imán | M | 401105 |
| | L | | 401107 | |
| | Acolchado | Hebillas | M | 401205 |
| | | | L | 401207 |
| | | Ironclip | M | 401270 |
| | | | L | 401272 |
| | | Imán | M | 401245 |
| | | | L | 401247 |
| | Lona | Ironclip | M | 401455 |
| | | | L | 401457 |
| | | Imán | M | 401410 |
| | | | L | 401412 |

Couleurs



Noir



Canvas

