

## CYLINDRE ANATOMIQUE



### Description

Positionnement des coussins dans des formes cylindriques et semi-cylindriques.

### Effets et avantages

Les coussins de positionnement cylindriques ou semi-cylindriques permettent au patient de surélever le pied ou la jambe pour réduire le gonflement ou pour mieux positionner les jambes et le dos.

### Composition

- Housse en terlenka ou papelin avec un remplissage en fibres de polyester siliconées. Bande élastique.
- Housse en bambou : 30% bambou et 70% polyester. Rembourrage en fibre de polyester siliconée. Bande élastique.
- Mousse : Couverture en Terlenca avec noyau en mousse. Fermeture à glissière.

### Dimensions

- Cylindre : Ø 18x46cm
- Demi-cylindre : 2,5x60cm

### Maintenance

Lavable à la main ou en machine avec des produits non abrasifs à une température maximale de 30°C, jusqu'à 60°C dans le cas du cylindre anatomique d'hiver. Peut être séché au sèche-linge. Peut être repassé.

### Garantie

La période de garantie est de deux ans





à compter de la date d'achat du coussin. Cette garantie ne couvre pas l'usure normale du produit et ne remplace pas les garanties légales. En cas d'incident, veuillez contacter le service qualité de l'entreprise afin de le résoudre.

Durée du produit : 1 an.

# Du repos

## Cylindre anatomique

### Modèles



### Couleurs



Blanc



Bamboo



Bleu



gris




Bleu



Noir

DIMENSIONES (CM)	MODELO	COLOR	REF.
Ø18x46	Cilindro Terlenka	Blanco	601100
		Gris	601104
		Marino	601106
		Azul	601108
	Cilindro Bamboo	Bambú	601102
	Cilindro Invierno		601300
2,5x60	Cilindro Foam	Grafito	601400
	Semicilindro Foam	Grafito	601402



bamboo



BIODEGRADABLE



TRANSPIRABLE



ANTIBACTERIAS



ANTIHONGOS



ANTIOLOR