

## MATELAS EN FIBRE DE TERLENKA



### La description

Matelas en fibre avec 12 cellules antiescara indépendantes.

### Effets et avantages

Il empêche l'apparition d'ulcères de pression chez les patients alités pendant de longues périodes.

### Composition

Remplissage: fibre creuse recourbée de silicone, terlenka d'un côté et 100% polyuréthane de l'autre.

### Dimensions

190x90x12cm.

### Entretien

Laver à la main à l'eau froide et aux produits non abrasifs.

En cas de lavage en machine, utilisez un programme pour les articles délicats et arrêtez d'essorer.

Séchage à plat.

Ne pas repasser.

N'utilisez pas d'eau de Javel.

Ne pas nettoyer à sec.

### Garantie

La période de garantie est de deux ans à compter de la date d'achat. Cette garantie ne couvre pas l'usure normale du produit et ne remplace pas les garanties légales. Veuillez contacter le service qualité de l'entreprise en




cas d'incident pour le résoudre.

Durée du produit: 1 an.

# Du repos

## Matelas en Fibre de Terlenka Des modèles



### Couleurs



DES MODÈLES	DIMENSIONS (CM)	COULEUR	REF.
Matelas en fibre de terlenka	190x90x12cm	GRAPHITE	703070

