

CALE D'ABDUCTION



Description

Cale d'abduction, disponible pour le lit et le fauteuil roulant.

Effets et avantages

Maintient les jambes écartées dans une position optimale et correcte et assure une bonne posture.

Soutient la posture et aide à maintenir les jambes et les genoux écartés en cas de problèmes de hanche postopératoires.

Composition

- Saniluxe polyuréthane : 60% polyester et 40% polyuréthane.
 - Noyau en mousse.
- Fermeture velcro.

Dimensions :

- 705150 : Nous consulter.
- 705155 : 20x10x24x24x15cm

Entretien

Il suffit de l'essuyer avec un chiffon ou un gant de toilette humide. Il peut également être lavé à la main ou en machine jusqu'à 90°C.

Peut être séché en machine.


Ne pas blanchir.



Garantie

La période de garantie est de deux ans à compter de la date d'achat du coussin. Cette garantie ne couvre pas l'usure normale du produit et ne remplace pas les garanties légales. En cas d'incident, veuillez contacter le service qualité de l'entreprise afin de le résoudre.

Cale d'abduction Modèles



Couleurs



Noir

MODELO	VERSIÓN	DIMENSIONES (CM)	REF.
Cuña abductora	Cama	A consultar	705150
	Silla de ruedas	20x10x24x15	705155

